

Диодный лазер Hironic MIDEPI

ФСЗ 2011/11229

лазер, диодный, длина волны 808 нм, частота 1 - 15 Гц, длительность импульсов от 4 до 495 мс

Hironic Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция
Длина волны	808 нм
Частота	1 - 15 Гц
Длительность импульсов	от 4 до 495 мс
Размеры пятен	10×11 мм
Дисплей	10" цветной сенсорный ЖК дисплей
Размер	374×572×1013 мм
Вес	70 кг

Описание

Диодный лазер MIDEPI для эпиляции на всех фототипах кожи. Высокая плотность мощности и широкий диапазон выбора длительности наряду со встроенной системой охлаждения кожи позволяют проводить быструю и безболезненную эпиляцию.

Характеристики аппарат для лазерной эпиляции MIDEPI:

- режимы работы: импульсный;
- насадки: эргономичный аппликатор;
- резерв использования насадок: неограниченное применение;
- активная среда: полупроводниковый лазер на основе AlGaAs;
- система охлаждения: контактное охлаждение (Shapphire chill) до -5 градусов;
- система доставки излучения: светоизлучатель в аппликаторе;
- комплектация (базовая): основной блок, аппликатор, педаль управления, кабель питания, очки для врачей и пациентов, ключ для включения аппарата, блокировочное устройство, ключ замка;
- напряжение/потребляемая мощность: 220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц, 20 А, 4 кВА.

Технические характеристики:

- тип лазера: Diode;
- плотность энергии: 1-100 Дж/см²;
- тип импульса: короткий, длинный, комбинированный, многократный;
- ПО Windows;
- электроснабжение: 220 В, 20А, 50/60 Гц.