

Диодный лазер Medicalaser D-Las 10

РЗН 2019/8767

лазер, диодный, длина волны 980 нм

Эстетиклазер ООО, Россия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	удаление новообразований / удаление сосудистых звездочек / лечение ангиомы у взрослых и детей
Длина волны	980 нм
Насадки	Да

Описание

Диодный лазер Medicalaser D-Las 10 - новинка в сфере лечения сосудистых дефектов. Подходит как небольшому косметологическому кабинету, так и большим клиникам. Аппарат лазерный диодный для косметологических процедур Medicalaser D-Las 10 обладает инновационным дизайном корпуса, который больше напоминает современный планшетный компьютер, чем косметологический аппарат. С помощью аппарата с длиной волны излучения лазера 980 нм косметолог сможет расширить диапазон предоставляемых клиентам услуг за счет процедур по лечению сосудистых дефектов и образований.

Виды процедур:

Удаление телеангиоэктазий на любом участке тела.
Удаление сосудистых звездочек.
Удаление ангиом, "винных пятен".
Удаление папиллом, кератом, невусов, бородавок.

Базовая комплектация аппарата:

- корпус аппарата;
- манипула;
- сменные колечки: 3 шт;
- ножной выключатель;
- очки мастера;
- очки клиента;
- кабель питания;
- ключ Interlock;
- ключ для запуска аппарата: 2 шт.

Преимущества D-las 10:

- ресурс вспышек до 50 000 000.
- эргономичная манипула.
- функция лазерного ножа.

D-las 10 удобен в работе:

- полный контроль уровня и силы воздействия специалистом, который проводит процедуру;
- наличие лазерной указки обеспечивает точное воздействие на выбранный объект, не затрагивая окружающие ткани;
- процедуры, проводимые на аппарате Star Vein mini, не требуют специальной подготовки и сопровождаются минимальным сроком реабилитации;
- наличие сменных насадок позволяет подобрать точный диаметр исходящего луча под каждый удаляемый объект;
- луч лазера воздействует исключительно на удаляемые объекты, окружающие ткани никак не повреждаются.