

Диодный лазер для эпиляции TOPLASER LD-1

РЗН 2020/11096

лазер, диодный, длина волны 808 нм, частота 0.5 - 10 Гц, длительность импульсов от 50 до 1000 мс

Beijing Toplaser Technology Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция
Длина волны	808 нм
Частота	0.5 - 10 Гц
Длительность импульсов	от 50 до 1000 мс
Размеры пятен	10×10 мм
Дисплей	14"
Размер	680×980×1320 мм
Вес	60 кг

Описание

Аппарат для лазерной эпиляции TOPLASER LD-1 предназначен для профессионального удаления волос на коже различных фототипов. Сочетание мощной диодной манипулы вкпе с интенсивным принудительным охлаждением рабочей области обеспечивает комфорт и эффективность процедуры.

Преимущества аппарата Топлазер ЛД-1:

- безопасность: благодаря мощной 3-х ступенчатой системе охлаждения от 0 до -5 исключаящий ожоги;
- стабильный и длительным срок службы (используется интеллектуальная система управления в режиме реального времени);
- световое пятно большого размера 10 x 10 мм²;
- непрерывный компьютерный контроль всех узлов аппарата - обеспечивает высокий уровень безопасности;
- встроенная картотека на 4 000 пациентов;
- эффективность: длина волны 808 нм лежит в длинноволновом инфракрасном диапазоне (0.75 ~ 1.50 мкм) спектра, что позволяет работать со всеми типами кожи и цветом волос;
- простой в эксплуатации: интеллектуальный ЖК-дисплей;

- меню на русском языке.