

Дозатор локтевой OPHARDT ERT

локтевой, настенный, рычаг металл, ёмкость
еврофлакон, объем 1 л, дозирование от 0.7 до 1.5 мл

OPHARDT, Германия



Характеристики

Тип	локтевой
Способ крепления	настенный
Материал рычага	металл
Ёмкость	еврофлакон
Объем	1 л
Объем дозы жидкости	от 0.7 до 1.5 мл
Размер	100×381×158 мм

Дополнительные характеристики

Дозатор локтевой OPHARDT ERT - это диспенсер для жидкого мыла и дезинфицирующего средства со сменным насосом. Корпус выполнен из пластика, а рычаг управления из нержавеющей стали. Насос сменный. Подходит для жидкого мыла, дезинфицирующего средства, средств для рук на основе спирта, лосьонов, массажных масел и т.д.

Устройство предназначено для дозированной подачи из литровых пластмассовых флаконов.