

Диспенсер-контейнер для дезинфекции ДезКейс

в контейнере, сменные рулоны, сухие, материал нетканый, количество салфеток 100 / 150 шт., размер салфеток 150 × 300 мм, контейнер 3.9 л

Белсепт НПК ОДО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	в контейнере
Многоразовый контейнер	Да
Форма выпуска	сухие
Материал салфеток	нетканый
Количество в упаковке	100 / 150 шт.
Размеры салфеток	150 × 300 мм
Объем контейнера	3.9 л

Дополнительные характеристики

Диспенсер-контейнер для дезинфекции ДезКейс.
Площадь поверхности, смачиваемая одной салфеткой - не менее 1.8 м.кв.
Быстрое впитывание рабочего раствора - время до начала работы не более 10 минут.

Расход рабочего раствора:

- 1.8 л на 100 салфеток;
- 2.7 л на 150 салфеток.