


Долото с ребристой ручкой PARTSCH KA 447

ФСЗ 2009/05785

желобоватое лезвие, профиль прямой, длинна 170 мм, рабочая часть 2 мм / 3 мм / 4 мм / 5 мм / 6 мм / 7 мм / 8 мм, рукоятка рифленая / уплощенная

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип лезвия	желобоватое
Профиль	прямой
Длина	170 мм
Ширина рабочей части	2 мм / 3 мм / 4 мм / 5 мм / 6 мм / 7 мм / 8 мм
Форма рукоятки	рифленая / уплощенная