

Дозатор локтевой OPHARDT D10K/I

локтевой, настенный, рычаг пластик, ёмкость еврофлакон, объем 1 л, дозирование от 0.7 до 1.5 мл, с замком

OPHARDT, Германия



Характеристики

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Тип                 | локтевой         |
| Способ крепления    | настенный        |
| Материал рычага     | пластик          |
| Ёмкость             | еврофлакон       |
| Объем               | 1 л              |
| Объем дозы жидкости | от 0.7 до 1.5 мл |
| Замок               | Да               |

Дополнительные характеристики

**Дозатор локтевой OPHARDT D10K/I** - это диспенсер локтевой пластиковый для жидкого мыла, крема и дезинфицирующего средства. Дозатор закрывается на ключ. Ступенчатая регулировка дозирования на 0.75 мл / 1.0 мл/ 1.2мл / 1.5 мл (в зависимости от вязкости наполнителя)

**Материал:** высокопрочный полированный пластик

**Объем:** 1000 мл (стандартная бутылка мыло/антисептик/крем)