

Дозатор локтевой Saraya MDS-1000 / 500

РЗН 2017/6270

локтевой, настенный, рычаг металл, ёмкость
еврофлакон, объем 500 мл / 1 л, дозирование от 0.8
до 1.8 мл

Saraya Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	локтевой
Способ крепления	настенный
Материал рычага	металл
Ёмкость	еврофлакон
Объем	500 мл / 1 л
Объем дозы жидкости	от 0.8 до 1.8 мл
Размер	(MDS-1000) 96×226×400 / (MDS-500) 86×164×364.5 мм

Дополнительные характеристики

Локтевой дозатор для антисептика и жидкого мыла Saraya MDS-1000 и Saraya MDS-500 предназначен для настенного крепления. Обеспечивает отсутствие прямого контакта ладони с дозатором - подача жидкости осуществляется легким нажимом локтя на рычаг.

Особенности:

- предназначен для дозирования мыла и антисептика;
- экономичный расход средств;
- в комплект входят сменные помпы для мыла и антисептика;
- доступен в цветовых решениях – белый или синий(пластик), серебряный (алюминий)

Сопутствующие товары: антисептик Alsoft R, жидкое мыло Sarasoft R