

Дозатор локтевой ДУ-Санит 010

TU BY 692127919.001-2019

локтевой, настенный, рычаг пластик / металл, ёмкость еврофлакон, объем 1 л, дозирование от 1.5 до 2.5 мл

Санитарная оборона ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	локтевой
Способ крепления	настенный
Материал рычага	пластик / металл
Ёмкость	еврофлакон
Объем	1 л
Объем дозы жидкости	от 1.5 до 2.5 мл

Дополнительные характеристики

Локтевой дозатор ДУ-Санит 010 предназначен для порционной подачи на кожу рук антисептических, дезинфицирующих средств и жидкого мыла из литровых пластмассовых емкостей.

Подходит для всех **еврофлаконов** емкостью 1 л.

Дозирование: от 1.5 до 2.5 мл (изменять дозу можно не разбирая дозатор).

Технические характеристики:

- Привод устройства - локтевой.
- Режим работы - многократный, циклический.
- Максимальное усилие на рычаге не более 35 Н (3.5 кг).
- Масса устройства не более 0.6 кг.
- Габаритные размеры: 320×240×100 мм.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (но не более 24 месяцев со времени изготовления).

Длительные интервалы бездействия дозатора не приводят к сбою его работы, если емкость остается заполненной.