

Дозатор локтевой Гигиена плюс Ингасепт - 26

ФСР 2011/12142

локтевой, настенный, рычаг металл, ёмкость
еврофлакон, объем 1 л, дозирование от 0.8 до 1.8 мл

Гигиена плюс, Россия



Характеристики

Тип	локтевой
Способ крепления	настенный
Материал рычага	металл
Ёмкость	еврофлакон
Объем	1 л
Объем дозы жидкости	от 0.8 до 1.8 мл
Размер	325×94×225 мм

Дополнительные характеристики

Дозатор медицинский локтевой Ингасепт - 26 - это настенный дозатор с пластиковым локтевым рычагом. Применяются для эффективного и экономичного использования антисептиков и жидкого мыла в еврофлаконах. Крепятся стационарно на стене операционной, процедурной и других помещений медицинских учреждений. Обеспечивают экономию моющих и дезинфицирующих средств. Допускается автоклавирувание помпы.

Совместимость: стандартный прямоугольный флакон 1 л любого производителя (флакон в комплект не входит).

Гарантия от производителя - 5 лет.