

Дозатор локтевой Н R-D-030A-01

локтевой, настенный, рычаг металл, ёмкость еврофлакон, объем 1 л, дозирование 1.5 мл

РБР трейд ООО, Россия



Характеристики

Тип	локтевой
Способ крепления	настенный
Материал рычага	металл
Ёмкость	еврофлакон
Объем	1 л
Объем дозы жидкости	1.5 мл
Размер	103×238.5×301.2 мм

Дополнительные характеристики

HÖR-D-030A – металлический локтевой дозатор, крепится на стену или стойку.

Особенности

- Система подачи: спрей/капля
- Исполнения внешнего вида: пластиковый носик и стальной крашенный корпус
- Материал корпуса: сталь 1.2 мм
- Замок: замок поворотного типа
- Размер дозатора с учетом рычага (ШхГхВ): 103 x 238.5 x 301.2 мм
- Размер дозатора без учета рычага (ШхГхВ): 103 x 96 x 301.2 мм