

Дозатор локтевой Лизоформ Лидос, 1000 мл

локтевой, настенный, рычаг металл, объем 1 л,
дозирование от 0.8 до 1.8 мл

Лизоформ Др. Ханс Роземанн Гмбх, Германия



Характеристики

Тип	локтевой
Способ крепления	настенный
Материал рычага	металл
Объем	1 л
Объем дозы жидкости	от 0.8 до 1.8 мл

Дополнительные характеристики

Дозатор локтевой Лизоформ Лидос, 1000 мл - диспенсер для жидкого мыла, крема и спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Основные несущие части дозатора выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Количество дозируемой жидкости примерно от 0.8 до примерно 1.8 мл/нажатие.

Объем: 1000 мл (стандартная европейская бутылка мыло/антисептик/крем).