

Дозатор локтевой Лизоформ Лидос, 500 мл

локтевой, настенный, рычаг металл, ёмкость еврофлакон, объем 500 мл, дозирование от 0.8 до 1.8 мл

Лизоформ Др. Ханс Роземанн Гмбх, Германия



Характеристики

Тип	локтевой
Способ крепления	настенный
Материал рычага	металл
Ёмкость	еврофлакон
Объем	500 мл
Объем дозы жидкости	от 0.8 до 1.8 мл

Дополнительные характеристики

Дозатор локтевой Лизоформ Лидос, 500 мл - диспенсер для жидкого мыла, крема и спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Основные несущие части дозатора выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Количество дозируемой жидкости примерно от 0.8 до примерно 1.8 мл/нажатие.

Объем: 500 мл (стандартная европейская бутылка мыло/антисептик/крем).