

Дозатор механический Sartorius Biohit Proline 1-канальный  
фиксированного объема

РЗН 2019/9356

механический, 1-канальный, фиксированный объем,  
объем дозирования 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 / 200 / 250  
/ 500 / 1000 / 2000 / 5000 мкл

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Финляндия



Характеристики

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Вид               | механический                                                           |
| Тип               | 1-канальный                                                            |
| Объем             | фиксированный                                                          |
| Объем дозирования | 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 / 200 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 мкл |

Дополнительные характеристики

Дозатор механический Sartorius Biohit Proline 1-канальный фиксированного объема

Характеристики:

- широкий выбор объема дозирования (от 5 мкл до 5 мл)
- удобное регулирование объема с защелкиванием при фиксировании
- защитные фильтры (для моделей >10 мкл)
- удобная система калибровки, например, для дозирования разных жидкостей

| Название                 | Кат. № | Объем дозирования |
|--------------------------|--------|-------------------|
| Дозатор Proline 5 мкл    | 722001 | 5 мкл             |
| Дозатор Proline 10 мкл   | 722004 | 10 мкл            |
| Дозатор Proline 20 мкл   | 722010 | 20 мкл            |
| Дозатор Proline 25 мкл   | 722015 | 25 мкл            |
| Дозатор Proline 50 мкл   | 722020 | 50 мкл            |
| Дозатор Proline 100 мкл  | 722025 | 100 мкл           |
| Дозатор Proline 200 мкл  | 722030 | 200 мкл           |
| Дозатор Proline 250 мкл  | 722035 | 250 мкл           |
| Дозатор Proline 500 мкл  | 722040 | 500 мкл           |
| Дозатор Proline 1000 мкл | 722045 | 1000 мкл          |
| Дозатор Proline 2000 мкл | 722050 | 2000 мкл          |
| Дозатор Proline 5000 мкл | 722055 | 5000 мкл          |

**Модификации механических дозаторов серии Proline:**

- Дозаторы Proline 1 канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 8 канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 12 канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 1 канальные фиксированного объема