

Дозатор механический Sartorius Biohit Proline 1-канальный переменного объема

РЗН 2019/9356

механический, 1-канальный, переменный объем,
объем дозирования 0.1-2.5 / 0.5-10 / 2-20 / 5-50 / 10-100 / 20-200 / 100-1000 / 1000-5000 мкл

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Финляндия



Характеристики

Вид	механический
Тип	1-канальный
Объем	переменный
Объем дозирования	0.1-2.5 / 0.5-10 / 2-20 / 5-50 / 10-100 / 20-200 / 100-1000 / 1000-5000 мкл

Дополнительные характеристики

Дозатор механический Sartorius Biohit Proline 1-канальный переменного объема

Характеристики:

- широкий выбор объема дозирования (от 2.5 мкл до 5 мл)
- удобное регулирование объема с защелкиванием при фиксировании
- защитные фильтры (для моделей >10 мкл)
- удобная система калибровки, например, для дозирования разных жидкостей

Название	Кат. №	Диапазон дозирования	Дискретность
Дозатор Proline 0.1-2.5 мкл	720010	0.1-2.5 мкл	0.05 мкл
Дозатор Proline 0.5-10 мкл	720015	0.5-10 мкл	0.10 мкл
Дозатор Proline 2-20 мкл	720080	2-20 мкл	0.50 мкл
Дозатор Proline 5-50 мкл	720025	5-50 мкл	0.50 мкл
Дозатор Proline 10-100 мкл	720050	10-100 мкл	1.00 мкл
Дозатор Proline 20-200 мкл	720070	20-200 мкл	1.00 мкл
Дозатор Proline 100-1000 мкл	720060	100-1000 мкл	5.00 мкл
Дозатор Proline 1000-5000 мкл	720110	1000-5000 мкл	50.0 мкл

Модификации механических дозаторов серии Proline:

- Дозаторы Proline 1-канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 8-канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 12-канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 1-канальные фиксированного объема