

Дозатор механический Sartorius Biohit Proline 8-канальный переменного объема

РЗН 2019/9356

механический, 8-канальный, переменный объем,
объем дозирования 0.5-10 / 5-50 / 50-300 мкл

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Финляндия



Характеристики

Вид	механический
Тип	8-канальный
Объем	переменный
Объем дозирования	0.5-10 / 5-50 / 50-300 мкл

Дополнительные характеристики

Дозатор механический Sartorius Biohit Proline 8-канальный переменного объема

Характеристики:

- удобное регулирование объема с защелкиванием при фиксировании
- защитные фильтры (для моделей >10 мкл)
- удобная система калибровки, например, для дозирования разных жидкостей

Название	Кат. №	Диапазон дозирования	Дискретность
Дозатор Proline 0.5-10 мкл	720210	0.5-10 мкл	0.10 мкл
Дозатор Proline 5-50 мкл	720220	5-50 мкл	0.50 мкл
Дозатор Proline 50-300 мкл	720240	50-300 мкл	5.00 мкл

Модификации механических дозаторов серии Proline:

- Дозаторы Proline 1-канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 8-канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 12-канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 1-канальные фиксированного объема