

## Дозатор ручной Saraya MD-9000

РЗН 2017/6270

ручной, настенный, ёмкость специальная, объем 1.2 л,  
дозирование 3 мл, с замком

Saraya Co., Ltd., Япония



### Характеристики

---

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Тип                 | ручной         |
| Способ крепления    | настенный      |
| Ёмкость             | специальная    |
| Объем               | 1.2 л          |
| Объем дозы жидкости | 3 мл           |
| Замок               | Да             |
| Размер              | 152×100×290 мм |

### Дополнительные характеристики

---

**Механический дозатор для антисептика и жидкого мыла Saraya MD-9000** предназначен для настенного крепления.

**Особенности:**

- предназначен для различных видов дезинфекторов и мыла: жидкое мыло, пенящееся мыло, спиртовой антисептик, гелиевый антисептик;
- используется герметичный одноразовый флакон с помпой;
- не требует электропитания.

В зависимости от используемого средства необходимо устанавливать соответствующую этому средству помпу, поскольку она не является универсальной.