

Дозатор сенсорный Н R-007

сенсорный, настенный, ёмкость еврофлакон, объем 1 л, дозирование 1.5 мл, с замком

РБР трейд ООО, Россия



Характеристики

Тип	сенсорный
Способ крепления	настенный
Ёмкость	еврофлакон
Объем	1 л
Объем дозы жидкости	1.5 мл
Замок	Да
Размер	117.6×102×285 мм

Дополнительные характеристики

Бесконтактный автоматический антивандальный дозатор НӦR-007 крепится к стене или к стойке и предназначен для дозированной подачи средств гигиены в общественных местах, жилых помещениях и т.д. Дозатор допустимо применять в общественных местах с большой проходимостью, так как надежное крепление к стене и к стойке исключает хищение дозатора.

Общие характеристики

- Тип дозатора: сенсорный
- Объем: 1000 мл
- Дозирование: 1.5 мл
- Механизм управления: автоматический
- Замок: есть
- Вес дозатора без упаковки: 1.73 кг

Модельный ряд

	HÖR-007ASSM	HÖR-007ASSP	HÖR-007BSSM	HÖR-007BSSP
Назначение	для дез. средств	для дез. средств	для мыла	для мыла
Тип подачи	спрей	спрей	капля	капля
Материал	нержавеющая сталь AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304
Поверхность	глянцевая	матовая	глянцевая	матовая