

Дозатор сенсорный Saraya GUD-1000

РЗН 2017/6270

сенсорный, настенный / настольный, ёмкость
еврофлакон, объем 1 л, дозирование от 1.5 до 3 мл, с
замком, с каплесборником

Saraya Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	сенсорный
Способ крепления	настенный / настольный
Ёмкость	еврофлакон
Объем	1 л
Объем дозы жидкости	от 1.5 до 3 мл
Замок	Да
Каплесборник	Да
Размер	147×101×268 мм

Дополнительные характеристики

Дозатор сенсорный Saraya GUD-1000 - сенсорный дозатор для антисептика и пенящегося мыла обеспечивает высокий уровень гигиены и предотвращает риск перекрестного загрязнения. В комплекте к дозатору идет пустой заливной флакон объемом 1 л для жидкого антисептика. GUD-1000 работает от четырех батареек класса D, новых батареек хватает на 100 тыс. срабатываний, что в среднем составляет 1 год активного использования. В дозаторе установлено два сенсора, слева и справа таким образом, совершенно неважно с какой стороны вы подносите руку. GUD-1000 за одно срабатывание дозирует 1,5 мл антисептика или 0,5 мл мыла при этом его можно настроить на два срабатывания.

Отличительной особенностью GUD-1000 является то, что его можно использовать как на горизонтальной поверхности, например, поставив на стол (для этого в комплекте присутствует съемный поддон, основная задача которого улавливать лишние брызги) или на вертикальной.

Особенности:

- Удобен в использовании: автоматически приводится в действие при приближении рук на заданной дистанции и выдает регулируемый объем мыла или дезинфицирующего средства.
- Универсален: предназначен для дозирования различных видов мыла и дезинфектантов.

- Имеет широкие возможности для установки: легко устанавливается на любую вертикальную или горизонтальную поверхность.
- Не требует внешнего электропитания: работает от 4 батареек типа D (хватает примерно на 1 год использования).
- Антивандальный замок защищает дозатор и его содержимое от несанкционированного доступа.
- Пустой картридж легко заменить на новый.
- Заливная емкость для антисептика (1 л) и помпа в комплекте.