

Дозатор сенсорный Saraya UD-9000

РЗН 2017/6270

сенсорный, настенный, ёмкость специальная, объем 1.2 л, дозирование 3 мл, с замком

Saraya Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	сенсорный
Способ крепления	настенный
Ёмкость	специальная
Объем	1.2 л
Объем дозы жидкости	3 мл
Замок	Да
Размер	152×100×290 мм

Дополнительные характеристики

Сенсорный бесконтактный дозатор Saraya UD-9000 предназначен для дозирования различных видов мыла и дезинфектантов: жидкое мыло, пенящееся мыло, спиртовой антисептик, гелевый антисептик

Особенности:

- используется герметичный одноразовый картридж с помпой (может не входить в комплект);
- возможно использование многоразового заливного флакона.

Питание: 4 батареи С класса

В зависимости от используемого средства необходимо устанавливать соответствующую этому средству помпу, поскольку она не является универсальной.