

Дренаж типа Blake Redax спиральный

ФСЗ 2011/11376

спиральный, диаметр по Шарьеру 7 CH / 10 CH / 12 CH / 15 CH / 19 CH / 24 CH, материал силикон, троакар, без троакара

Redax S.p.A., Италия



Характеристики

Тип	спиральный
Обозначение по Шарьеру	7 CH / 10 CH / 12 CH / 15 CH / 19 CH / 24 CH
Материал	силикон
С троакаром	Да
Без троакара	Да

Дополнительные характеристики

Дренажи типа Blake (дренажи Блейка) производства Redax:

Одноразовые стерильные канализированные дренажи, представляющие собой инновационное решение для применения в любой области хирургии, от кардиоторакальной и общей до пластической хирургии.

- изготовлены из прозрачного мягкого и гибкого силиконового эластомера, который повышает комфорт пациента и снижает травматичность при введении и удалении дренажа.
- имеют рентгеноконтрастную вставку по всей длине и маркеры глубины.

Размер дренажа, F (CH)	Площадь поверхности дренирования, мм ²	Площадь поверхности дренирования, мм2
	Спиральный дренаж	Стандартный дренаж
		
7	582	27
10	873	27
12	1054	36
15	1390	45
19	1612	168
24	2280	331

Спиральные круглые канализированные дренажи типа Blake

Уникальная спиральная конструкция гарантирует эффективное дренирование в любом положении.

Спиральный профиль каналов обеспечивает полное дренирование по всей ране.

- четыре спирально закрученных относительно друг друга канала снижают риск тромбирования просвета;
- площадь дренирования намного превосходит обычные фенестрированные дренажи (см. сравнительную таблицу справа);
- благодаря высокой эффективности дренирования возможно использование дренажей меньшего размера, чем стандартные фенестрированные дренажи;
- диапазон размеров от 7 до 24 F (CH);
- длина спиральной части 30 см;
- имеются конфигурации с предустановленной иглой-троакаром.

Плоские канализированные дренажи типа Blake

Обеспечивают эффективное распределение жидкости по всему сегменту дренажа.

- форма дренажа с четырьмя плоскими каналами обеспечивает более эффективное многоканальное дренирование
- имеют огромные преимущества перед традиционными перфорированными дренажами благодаря капиллярному эффекту
- диапазон размеров от 7 до 24 F (CH)
- длина плоской канализированной части 20 см
- имеются конфигурации с предустановленной иглой-троакаром из нержавеющей стали

Применение: кардиоторакальная хирургия, пластическая хирургия, абдоминальная хирургия, операции на сердце с использованием министернотомии, ортопедическая хирургия, нейрохирургия, использование в ходе видеоторакоскопии.