

Дренажи типа Jackson-Pratt (дренажи Джексон-Пратта) Redax круглые

ФСЗ 2011/11376

круглый, диаметр по Шарьеру 7 CH / 10 CH / 15 CH / 19 CH, материал силикон, длина 1100 мм, рентгеноконтрастная полоса, троакар, без троакара

Redax S.p.A., Италия



Характеристики

Тип	круглый
Обозначение по Шарьеру	7 CH / 10 CH / 15 CH / 19 CH
Материал	силикон
Длина катетера	1100 мм
Рентгеноконтрастная полоса	Да
С троакаром	Да
Без троакара	Да

Дополнительные характеристики

Дренажи типа Jackson-Pratt (дренажи Джексон-Пратта) производства Redax

Стерильные одноразовые силиконовые дренажи, разработанные в основном для гравитационного дренирования.

- изготовлены из прозрачного мягкого и гибкого силиконового эластомера, который повышает комфорт пациента и снижает травматичность при введении и удалении дренажа;
- имеют рентгеноконтрастную вставку по всей длине и маркеры глубины;
- идеально подходят для послеоперационного дренирования и обеспечивают непрерывную аспирацию.

Выпускаются в двух профилях:

Круглые дренажи

- длина: 110 см;
- размеры: 7, 10, 15, 19 F (CH);
- имеются конфигурации с предустановленной иглой-троакаром в целях облегчения асептического позиционирования.

Плоские дренажи

- длина: 110 см;
- размеры: 3x7, 4x10, 4x13 мм;

- имеются конфигурации с предустановленной иглой-троакаром в целях облегчения асептического позиционирования;
- просвет имеет "ребра" для предотвращения закупорки просвета и схлопывания дренажа.

Применение: кардиохирургия, нейрохирургия, хирургия позвоночника, пластическая хирургия, общая и абдоминальная хирургия, сосудистая хирургия, операции на лице и шее, мастэктомия и гинекологическая хирургия.