

Светильник потолочный Surgiris Kalea 20/30

РЗН 2015/2572

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 2 шт., освещенность 140 / 160 кЛк, режим «ЭНДО», фокусировка

SURGIRIS S.A.S, Франция



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	140 / 160 кЛк
Регулировка освещенности	30-100 %
Диаметр светового поля	150-350 мм
Срок службы источника света	50000 ч

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Видеокамера	Да
Фокусировка	Да

Дополнительные характеристики

Особенности светильника KALEA:

- высокий показатель коэффициента цветопередачи;
- наличие оптической системы у каждого светодиода;
- возможности регулировки интенсивности света;
- возможность изменения цветовой температуры;
- предусмотрена возможность использования светильника в абдоминальной хирургии, кардиологии и урологии;
- опционально существует возможность установки цифровой видеокамеры.