

Биохимический анализатор Alere Afinion AS100

ФСЗ 2009/05377

автоматический, настольный, система закрытая, 10 тестов в час, экспресс-анализатор, считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Alere Technologies AS, Норвегия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	10 тестов в час
Экспресс-анализатор	Да
Параметры исследования	- HbA1c - гликозилированный гемоглобин; - CRP - с-реактивный белок; - ACR -микроальбумин, креатинин и их соотношение.

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма
Объем пробы	1.5-15 мкл

Функции

Дисплей	цветной
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	320×170×170 мм
Вес	5 кг

Описание

Анализатор Alere Afinion AS100 разработан для диагностики «у постели больного» вне зависимости от типа исследуемого образца.

Особенности:

- возможно использование нескольких типов образца;
- простота процедуры анализа и работы на анализаторе;
- короткое время анализа;
- внутренняя система индикации ошибок;
- не требуется обслуживание специалистами;
- продолжительный срок годности реагентов;
- оптимальный размер набора реагентов: 15 тестов.