

Экспресс-анализатор мочи SOLAR AM 2100

ФСЗ 2007/00683

автоматический, вид исследования физ-хим свойства, 90 образцов в час, длина волн 470 / 630 нм, калибровка автоматическая, считывание штрих-кода

SOLAR (Спектроскопия, оптика и лазеры-авангардные разработки) ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	автоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	лейкоциты / кровь (эритроциты/гемоглобин) / кетоны / белок / нитриты (косвенный тест на бактериурию) / билирубин / уробилиноген / глюкоза / кислотность (pH) / относительная плотность (осмоляльность) / аскорбиновая кислота
Производительность	90 образцов в час
Длина волн	470 / 630 нм
Калибровка	автоматическая
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Размеры	150×210×130 мм
Масса	2.2 кг