

## Экспресс-тест Diaquick COVID-19 Ag Cassette

COVID-19, тестов 20 шт.

DIALAB, Австрия



### Характеристики

|                   |        |
|-------------------|--------|
| COVID-19          | Да     |
| Количество тестов | 20 шт. |


### Дополнительные характеристики

**Экспресс-тест Diaquick COVID-19 Ag Cassette (Диаквик COVID-19 Ag кассета)** – экспресс-тест для обнаружения антигена нуклеокапсидного белкового SARS-CoV-2 в образце мазка из носоглотки.

#### Состав набора:

- 20 тестовых кассет, индивидуально упакованных в пакеты из фольги с осушителем
- 2 буфера
- 20 стерильных тампонов
- 20 экстракционных пробирок
- 1 бумажная подставка
- 1 вкладыш к набору

#### Схема проведения анализа:



**Метод:** иммунохроматографический анализ.

**Срок годности:** 24 месяца от даты производства.

**Условия хранения:** 2-30°C.

**Кат. № набора:** Z20401CE.