

Экспресс-тест Diaquick COVID-19 IgG/IgM Cassette

COVID-19, тестов 25 шт.

DIALAB, Австрия



Характеристики

COVID-19	Да
Количество тестов	25 шт.


Дополнительные характеристики

Экспресс-тест Diaquick COVID-19 IgG/IgM Cassette (Диаquick COVID-19 IgG/IgM кассета) – экспресс-тест для обнаружения антител в цельной крови и плазме человека.

Состав набора:

- 25 тестовых кассет, индивидуально упакованных в пакеты из фольги с капельницей и осушителем (20xREF Z20101B)
- 1 буфер
- 1 вкладыш к набору

Схема проведения анализа:



Метод: иммунохроматографический анализ с боковым потоком.

Условия хранения: 2-30°C.

Кат. № набора: Z20101CE.