

Аспиратор Dixon Вакус-7018

ФСР 2010/08658

вакуум 80 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

DIXION, Россия



Характеристики

Вакуум	80 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Vacus 7018 - это легкий портативный хирургический вакуумный экстрактор (отсасыватель). Предназначен для удаления (отсасывания) различных жидкостей, фрагментов тканей из ран в процессе операций. Данная модель имеет возможность присоединить емкость для увеличения объема.