

Аспиратор Dixon Вакус-7032

ФСР 2010/08658

вакуум 90 кПа, объем 2 л, контейнеры 2 шт.,
антибактериальный фильтр

DIXION, Россия



Характеристики

Вакуум	90 кПа
Объем контейнера	2 л
Количество контейнеров	2 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Vacus 7032 – высокопроизводительный портативный хирургический вакуумный экстрактор (отсасыватель). Предназначен для удаления (отсасывания) различных жидкостей, фрагментов тканей из ран в процессе операций. Возможно присоединение дополнительных емкостей объемом 1000 мл и 2000 мл. Модель Vacus 7032g ориентирована на использование в гинекологии. Имеется возможность доукомплектации второй емкостью. Безмасляный компрессор, не требует постоянного технического обслуживания. Низкий уровень шума.