

Аспиратор Dixon Вакус-7208

ФСР 2010/08658

вакуум 90 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

DIXION, Россия



Характеристики

Вакуум	90 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Vacus 7208 - гинекологический вакуумный аспиратор. Предназначен для удаления (отсасывания) различных жидкостей, фрагментов тканей из ран в процессе операций. В комплекте имеет две емкости из пластика объемом 1л и 0.7л, с жидкостными фильтрами. Фильтр расположен в крышке емкости. Данная модель предназначена для гинекологии, для прерывания беременности искусственным путем и выведения послеродовых веществ.