

Аспиратор Dixon Вакус-7209

ФСР 2010/08658

вакуум 80 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,  
антибактериальный фильтр

DIXION, Россия



Характеристики

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Вакуум                   | 80 кПа |
| Объем контейнера         | 1 л    |
| Количество контейнеров   | 1 шт.  |
| Антибактериальный фильтр | Да     |

Описание

Vacus 7209 - легкий высокопроизводительный аспиратор для карет скорой помощи. Предназначен для удаления (отсасывания) различных жидкостей, фрагментов тканей из ран в процессе операций. Данная модель весит 4,5 кг (с аккумулятором 12). Главное отличие заключается в встроенных аккумуляторах с индикатором заряда и адаптере для автомобиля. Эти особенности позволяют использовать прибор вне помещения. Безмасляный компрессор, не требует постоянного технического обслуживания. Возможность присоединения дополнительных емкостей объемом 1000 мл и 2000 мл. Низкий уровень шума. Возможность зарядки аккумулятора даже во время работы.