

Аспиратор Dixon Вакус-7305

ФСР 2010/08658

вакуум 90 кПа, объем 2.5 л, контейнеры 2 шт.,
антибактериальный фильтр

DIXION, Россия



Характеристики

Вакуум	90 кПа
Объем контейнера	2.5 л
Количество контейнеров	2 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Vacus 7305 – высокопроизводительный стационарный вакуумный аспиратор. Предназначен для удаления (отсасывания) различных жидкостей, фрагментов тканей из ран в процессе операций. Для удобства перемещения и позиционирования обладает четырьмя колесиками. Имеет в комплекте педаль и хирургическую насадку. Безмасляный компрессор, не требует постоянного технического обслуживания.