

Аспиратор Dixon Вакус-7308

ФСР 2010/08658

вакуум 90 кПа, объем 4 л, контейнеры 2 шт.,
антибактериальный фильтр

DIXION, Россия



Характеристики

Вакуум	90 кПа
Объем контейнера	4 л
Количество контейнеров	2 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Vacus 7308 – самая производительная стационарная модель вакуумного аспиратора. Предназначен для удаления (отсасывания) различных жидкостей, фрагментов тканей из ран в процессе операций. Подходит для операций, где необходимо быстро удалять большое количество жидкостей (липосакция). В комплект входит педаль для управления, 4 колесика.