

Электрод-аденотом монополярный ФОТЕК 1.6 мм для ЛОР практики

ФСР 2010/07374



электрод, режим монополярный, тип аденотом, рабочая часть 1.6 мм

ФОТЕК ООО, Россия

Характеристики

Вид	электрод
Режим	монополярный
Тип электрода	аденотом
Рабочая часть	1.6 мм

Описание

Артикулы:

- EM190-1.6 Электрод-аденотом для ЛОР практики, 8 x 0.2 мм, изогнутый, 1.6 мм:



- EM191-1.6 Электрод-аденотом для ЛОР практики, 14 x 0.2 мм, изогнутый, 1.6 мм:



- EM192-1.6 Электрод-аденотом для ЛОР практики, 18 x 0.2 мм, изогнутый, 1.6 мм:



- EM201-1.6 Электрод-аденотом петлевой для ЛОР практики, 8 x 0.2 мм, 1.6 мм:



- EM202-1.6 Электрод-аденотом петлевой для ЛОР практики, 14 x 0.2 мм; 1.6 мм:



- EM203-1.6 Электрод-аденотом петлевой для ЛОР практики, 18 x 0.2 мм, 1.6 мм:



- EM204-1.6 Электрод-аденомом для ЛОР практики, 5 x 0.2 мм, изогнутый, 1.6 мм:

