

Электрод ЭКГ одноразовый ЭКО 50 мм

ФСР 2008/01666

основа ПЕ пена, форма круглая 50 мм, взрослый / детский, твердый гель

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) ПО АО, Россия



Характеристики

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Основа             | ПЕ пена            |
| Форма              | круглая 50 мм      |
| Размер             | взрослый / детский |
| Область применения | ЭКГ                |
| Гель               | твердый            |

Дополнительные характеристики

Электроды ЭКГ одноразовые ЭКО

Преимущества:

- электроды обеспечивают быстрое получение достоверных показаний: через 15 сек. после наложения на кожу.
- соответствуют требованиям международного стандарта ANSI/AAMI EC12
- обеспечивают длительное мониторирование параметров ЭКГ;
- не вызывают раздражения и повреждений кожи пациентов;
- не требует дополнительной обработки кожи после снятия электродов.