

Электрод медицинский для мониторинга и ЭКГ 3M Red Dot 2228

ФСЗ 2010/07777

основа ПЕ пена, форма квадратная 40×33 мм,
взрослый, в упаковке 50 шт.

3M Health Care, США



Характеристики

Основа	ПЕ пена
Форма	квадратная 40×33 мм
Размер	взрослый
Область применения	интенсивная терапия / педиатрия / телеметрия / хирургия / холтеровское мониторирование
Покрытие датчика электрода	из серебра / хлористого серебра (Ag/AgCl)
Количество в упаковке	50 шт.