

Электроды для ЭЭГ Fiab чашечковые Ag/Au

ФСЗ 2010/07536

для электроэнцефалографической системы ,
чашечковый, размер 10 мм, электрод Ag/Au, кабель
150 мм, разъём DIN 1.5 мм

Fiab SpA, Италия



Характеристики

Электрод	для электроэнцефалографической системы
Вид	чашечковый
Размер	10 мм
Материалы электрода	Ag/Au
Длина кабеля	150 мм
Разъём	DIN 1.5 мм
Комплектность	набор разноцветных, 5 шт.

Дополнительные характеристики

Электроды для ЭЭГ Fiab чашечковые - кабель 150 см, 1.5 мм DIN разъем.

F8911/GO - формованная чаша Ag/Au, d = 10 мм.

Покрытие чашки: электрум (Ag/Au).

Набор 5 шт. в следующих цветах: **голубой** / **зеленый** / **желтый** / **красный** / **черный**.