

Электроды для ЭЭГ Fiab чашечковые Ag/AgCl

ФСЗ 2010/07536

для электроэнцефалографической системы ,
чашечковый, размер 6 мм / 10 мм, электрод Ag/AgCl,
кабель 150 мм, разъём DIN 1.5 мм

Fiab SpA, Италия



Характеристики

Электрод	для электроэнцефалографической системы
Вид	чашечковый
Размер	6 мм / 10 мм
Материалы электрода	Ag/AgCl
Длина кабеля	150 мм
Разъём	DIN 1.5 мм

Дополнительные характеристики

Электроды для ЭЭГ Fiab чашечковые - кабель 150 см, 1.5 мм DIN разъем.

Виды:

- F8911P/LCS - формованная чаша Ag/AgCl, d = 6 мм;
- F8911/LCS - формованная чаша Ag/AgCl, d = 10 мм;
- F8911/SS - литая чаша Ag/AgCl, d = 10 мм.

Покрывтие чашки: хлорсеребряное (Ag/AgCl).