

Электроды для ЭКГ 3M Red Dot 2239

ФСЗ 2010/07777

основа нетканая, форма круглая 60 мм, в упаковке 50 шт.

3M Health Care, США



Характеристики

Основа	нетканая
Форма	круглая 60 мм
Область применения	интенсивная терапия / кардиология
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Электрод 2239 имеет нетканую основу микропор, которая позволяет коже дышать. Запатентованный твердый гель обеспечивает высокое качество мониторинга. Низкое содержание хлорида в геле минимизирует раздражение кожи для большего комфорта пациента. Электроды 2239 применяются для длительного мониторинга.

Рекомендуемые области применения: отделения интенсивной терапии и отделениях кардиореанимации.