

Электроды для ЭКГ 3M Red Dot 2255-50

ФСЗ 2010/07777

основа ткань, форма круглая 60 мм, взрослый, в упаковке 50 шт.

3M Health Care, США



Характеристики

Основа	ткань
Форма	круглая 60 мм
Размер	взрослый
Область применения	интенсивная терапия / телеметрия / холтеровское мониторирование
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Тип электрода: мониторинг.
Мониторинг: Эхо-Кардио, Телеметрия / Холтер.
Рентгеноконтрастный.
Время ношения - до трех дней.