

Электроды для ЭКГ Fiab прищепка

ФСЗ 2010/07536

электрокардиографический, прижимной, для конечностей, для взрослых / для детей

Fiab SpA, Италия



Характеристики

Электрод	электрокардиографический
Тип	прижимной
Вид	для конечностей
Возрастная категория	для взрослых / для детей

Дополнительные характеристики

Электрод многоразовый для ЭКГ Fiab - периферийный зажим, с винтом и зажимом применяется для снятия электрокардиограммы на кардиографах практически любых типов.

Покрывтие: хлорсеребряное (Ag/AgCl).

Виды:

Электрод многоразовый для ЭКГ Fiab F9023SSC - прищепка на конечности **для детей**.



Электрод многоразовый для ЭКГ Fiab F9024SSC - прищепка на конечности **для взрослых**.



Электрод многоцветный для ЭКГ Fiab F9024OSSC - прищепка на конечности увеличенного размера для крупных пациентов.

