

Электроды для ЭКГ Fiab груша

ФСЗ 2010/07536

электрокардиографический, присасывающийся,
грудной, для взрослых / для детей

Fiab SpA, Италия



Характеристики

Электрод	электрокардиографический
Тип	присасывающийся
Вид	грудной
Возрастная категория	для взрослых / для детей

Дополнительные характеристики

Электроды - прекардиальные присоски - FIAB- применяются для снятия электрокардиограммы на кардиографах практически любых типов.

Виды:

- **F9008SSC** - присасывающийся **детский** грудной электрод для ЭКГ (чашка диаметром **15 мм** с винтом и зажимом);
- **F9015SSC** - присасывающийся **универсальный** грудной электрод для ЭКГ (чашка диаметром **20 мм** с винтом и зажимом);
- **F9009SSC** - присасывающийся **взрослый** грудной электрод для ЭКГ (чашка диаметром **24 мм** с винтом и зажимом);
- **F9016SSC** - присасывающийся грудной электрод для ЭКГ **для крупных пациентов** (чашка диаметром **30 мм** с винтом и зажимом).

Покрытие чашки: хлорсеребряное (Ag/AgCl).