

Электроды для ЭКГ Fiab липучка

ФСЗ 2010/07536

электрокардиографический, присасывающийся,
грудной, для взрослых / для детей

Fiab SpA, Италия



Характеристики

Электрод	электрокардиографический
Тип	присасывающийся
Вид	грудной
Возрастная категория	для взрослых / для детей

Дополнительные характеристики

Электроды - липучки - FIAB- применяются для снятия электрокардиограммы на кардиографах, соединитель на стандартный кабель, длина кабеля 28 / 60 см.

Виды:

- **F9028** - берилевый электрод **педиатрический**, d = 12 мм;
- **F9029** - берилевый электрод **универсальный**, d = 20 мм;
- **F9029Q** - берилевый электрод **взрослый**, d = 25 мм;
- **F9029/60** - берилевый электрод **универсальный**, d = 20 мм, длина кабеля 60 см.