

Электроды для ЭКГ Fiab пластинчатые

ФСЗ 2010/07536

электрокардиографический, подкладной, для
конечностей, для взрослых / для детей

Fiab SpA, Италия



Характеристики

Электрод	электрокардиографический
Тип	подкладной
Вид	для конечностей
Возрастная категория	для взрослых / для детей

Дополнительные характеристики

Электрод пластинчатый FIAB - F9010SSC - 30×20 мм, Ag/AgCl, для взрослых.
Электрод пластинчатый FIAB - F9010PSSC - 20×15 мм, Ag/AgCl, педиатрический.