

Электроды для мониторинга 3M Red Dot 2230

ФСЗ 2010/07777

основа ткань, форма квадратная 51×55 мм, взрослый / детский, адгезивный гель, в упаковке 50 шт.

3M Health Care, США



Характеристики

Основа	ткань
Форма	квадратная 51×55 мм
Размер	взрослый / детский
Область применения	ЭКГ
Гель	адгезивный
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Обеспечивают надежный контакт электродов с кожей.

Высококачественный адгезив обеспечивает мгновенный контакт и возможность использования электродов в течение 5-ти дней с сохранением комфорта пациента и нормальным состоянием кожи в области контакта с электродом.

Благодаря вязкому гелю график снимаемых показателей более четкий и информативный.

Небольшой размер электродов облегчает их наложение и минимизирует возможное кожное раздражение для обеспечения комфорта пациента.

Размер электрода: 5.1 см x 5.5 см.