

Электроды одноразовые для ЭКГ 3M Red Dot 2570

ФСЗ 2010/07777

основа ПЕ пена, форма квадратная 40×35 мм,
взрослый / детский, адгезивный гель, в упаковке 5 шт.

3M Health Care, США



Характеристики

Основа	ПЕ пена
Форма	квадратная 40×35 мм
Размер	взрослый / детский
Область применения	ЭКГ
Гель	адгезивный
Количество в упаковке	5 шт.

Дополнительные характеристики

Электроды для мониторинга 3M Red Dot с лентой из пеноматериала и вязким гелем, рентгенопрозрачной защелкой и интегрированным абразивным диском.