

Электроды для мониторинга с возможностью однократной смены места прикрепления 3M Red Dot 2660-3, 2660-5

ФСЗ 2010/07777

основа ткань, форма квадратная 32×32 мм, взрослый / детский, адгезивный гель

3M Health Care, США



Характеристики

Основа	ткань
Форма	квадратная 32×32 мм
Размер	взрослый / детский
Гель	адгезивный

Дополнительные характеристики

Электроды 3M™ Red Dot™ 2660 – новые стандартизированные универсальные электроды для применения во всех отделениях.

- универсальное применение;
- перемещаемые;
- для детей и взрослых;
- проводящая адгезивная поверхность;
- рентгенпрозрачные;
- малый импеданс.

Эффективно работают без замены до 3 суток в отделениях хирургического профиля, неотложной помощи, кардиологии, реанимации и интенсивной терапии, рентгенологии, педиатрии, а также при стресс-тестах и холтеровском мониторинге.

Главная особенность Red Dot™ 2660 – их можно перемещать (переклеивать) после первоначальной аппликации минимум еще раз без ухудшения адгезии к коже и электрических характеристик сигнала. Новый патентованный адгезив двойного действия не только является токопроводящим, но и абсорбирует воду и жир с кожи пациента, что позволяет применять его практически на любом пациенте.

- универсальная рентген-прозрачная кнопка для различных коннекторов;
- удобная эластичная мягкая основа, устойчивая к воздействию жидкостей;
- уникальный электропроводящий гидрогелевый адгезив универсального применения;
- 100% проводящей поверхности – снижает импеданс и обеспечивает четкий сигнал;
- не содержат латекса и растворителей.

2660-3: 3 электрода на ленте, 2660-5: 5 электродов на ленте