

Электроды для мониторинга с интегрированными проводами 3M Red Dot для новорожденных/младенцев 2269T

ФСЗ 2010/07777

основа ткань, форма квадратная 40×40 мм,
неонатальный, адгезивный гель

3M Health Care, США



Характеристики

Основа	ткань
Форма	квадратная 40×40 мм
Размер	неонатальный
Область применения	ЭКГ
Гель	адгезивный

Дополнительные характеристики

Проводящий адгезив обеспечивает лучший, при этом щадящий контакт с кожей, не оставляет следов после снятия электродов.

Наличие интегрированных проводов исключает возможность давления в точках контакта с кожей.

Обеспечивает надежный контакт без риска возникновения ложных сигналов тревоги в результате отсоединения.

Снижает риск ВБИ благодаря наличию интегрированных проводов.

Не использовать при МРТ.

Основа электрода - мягкий прозрачный пластик.

Интегрированный провод 24”DIN (60 см). Провода рентгенопрозрачные.

Датчик содержит гель в виде проводящего адгезива, площадь которого 6.06 см2. Материал датчика: серебро/пластик, покрытый хлоридом серебра.

Материал электродов и упаковки не содержит латекса и поливинилхлорида.

Электроды для новорожденных для использования в ОРИТ для краткосрочного мониторинга относительно менее активных недоношенных детей. Рентгенопрозрачные, нет необходимости снимать перед проведения рентгенологического исследования.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.