

Электроды медицинские для мониторинга и ЭКГ 3M Red Dot 2271-50

ФСЗ 2010/07777

основа ткань, форма квадратная 51×55 мм, детский, в упаковке 50 шт.

3M Health Care, США



Характеристики

Основа	ткань
Форма	квадратная 51×55 мм
Размер	детский
Область применения	коронарный мониторинг / стресс-тест / холтеровское мониторирование
Покрытие датчика электрода	из серебра / хлористого серебра (Ag/AgCl)
Количество в упаковке	50 шт.