


Электроды одноразовые для ЭКГ Fiab F2080

ФСЗ 2010/07536

основа ПЕ пена, форма круглая 55 мм, взрослый,
твердый гель

Fiab SpA, Италия



Характеристики

Основа	ПЕ пена
Форма	круглая 55 мм
Размер	взрослый
Область применения	ЭКГ
Гель	твердый

Дополнительные характеристики

Электрод для ЭКГ Fiab F2080 - одноразовый, тканевая основа, твердый гель.

Размер: d = 55 мм.

Коннектор: кнопка.

Одноразовый ЭКГ электрод с твердым гелем, Ag/AgCl (SSC) сенсором и нержавеющей кнопкой.
Внешняя поверхность выполнена из тканевой ленты.

Одноразовые FIAB ЭКГ электроды подходят и для записи в покое, для стрессовой, длительной записи или записи кардиограммы Holter, применяются для прямого нанесения на кожу. Сенсор SSC обеспечивает надежную и стабильную запись. Электроды выполнены в соответствии с ANSI/AAMI EC12:2000 и обеспечивают восстановление сигнала после разряда дефибриллятора.

После открытия пакет можно сложить, чтобы обеспечить лучшую сохранность оставшихся внутри электродов.
Продукт не содержит латекса.